

RAPID RELIEF®
Stay in Motion

医疗目录

从概念到交付的专业冷热疗法产品
- 品牌或自有品牌

CELEBRATING OVER 50 YEARS OF INNOVATION



Rapid Aid®是一家私营公司，完全专注于成为温度疗法市场的全球领导者和创新者。我们为医疗用品供应商、零售商和品牌生产各种品牌和自有品牌产品。

我们跨越多个类别，并利用多种技术来提供冷热疗法，以帮助恢复、缓解压力和缓解疼痛。

Rapid Aid®可以定制我们500多种现有SKU中的任何一种，或者帮助您开发一款全新的产品，席卷整个行业。

Rapid Aid®负责产品开发、测试、法规批准、包装设计、营销资产、制造、运输、仓储和分销。

我们已成立50多年，服务于全球市场。我们在加拿大、美国、中国和越南拥有全资制造厂，您可以放心，无论您的业务位于何处，库存流动都将保持一致。

立即联系我们进行咨询：info@rapidaid.com

温度疗法的未来是让消费者和患者能够安全、有效地、隐蔽地、解放双手地在旅途中进行自我治疗。只需在现有产品上寻找Go-Therapy标志。

GO THERAPY

即时冷疗 4
即时冷敷包 5
即时冷敷包 GENTLE TOUCH™ 5
即时冷敷包安全套件 6
一次性冰袋 7

即时热疗 8
即时热敷包 9
即时热敷包 GENTLE TOUCH™ 9
三合一即时保暖贴 9
易拉碟片激活 新 10
易拉FTP激活 新 10

发热贴 11
空气激活发热贴 12
空气激活发热贴 13

清凉凝胶贴 14
清凉凝胶贴 成人和儿童 15

药用止痛贴 16
4%利多卡因贴剂（仅限美国） 16
4%利多卡因+1%薄荷贴剂（仅限美国） 16
5%薄荷贴剂（仅限美国） 17
足底筋膜炎药用贴剂（仅限美国） 17
5%薄荷贴剂（仅限加拿大） 17
10%水杨酸甲酯贴剂（仅限加拿大） 17

可重复使用疗法 18
冷热敷袋 轮廓凝胶 19
冷热敷袋 MAXFILL 轮廓凝胶 19
冷凝胶泥包 20
湿热疗法垫 21

妈妈与婴儿 22
即时冷敷会阴垫，贴合设计 23
即时冷敷会阴垫 23
即时热敷会阴垫 23
超薄特长卫生巾 新 24
可重复使用冷热凝胶乳房垫 25
可重复使用冷凝胶乳房垫 25
婴儿脚跟加热器 26
婴儿转运床垫 26

RAPID AID Makes it Better!®

行业内最广泛的热敷或冷敷解决方案，可定制生产



全资ISO工厂位于加拿大 | 美国 | 中国 | 越南 多工厂生产确保库存持续流动



即时冷疗

我们的即时冷敷包提供便捷的即时冷疗，有助于减轻肿胀并缓解运动损伤后的不适。便携易激活，无需冰块即可随时随地使用，方便快捷。

提供硝酸钙铵（CAN）和尿素混合物（UB）两种配方，旨在满足地区要求，同时确保性能稳定。

我们的Gentle Touch™版本采用柔软的外层，可直接接触皮肤使用，无需屏障，可在任何需要缓解疼痛的部位提供同样有效的治疗。

冷疗：
即时缓解疼痛

- 缓解酸痛：减轻炎症和肌肉痉挛
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少该区域的血流量来帮助缓解疼痛
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛



即时冷敷包

经典 | 直接接触皮肤Gentle Touch™







货号：	INC3124601PB /NA | INC0002201PB /EU	INC3125901PB / NA | INC0001601PB /NA	INC0002501PB /NA | INC0001701PB /EU
尺寸	4.8″ x 6″	5.8″ x 8.5″	8″ x 11″
材质：	PE/PA	PE/PA	PE/PA
填充物：	硝酸钙铵	硝酸钙铵	硝酸钙铵

经典即时冷敷包
- 在室温下激活时，可提供约1°C/34°F的冷疗效果
- 缓解酸痛：减轻炎症和肌肉痉挛
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少该区域的血流量来帮助缓解疼痛
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛








货号：	INC3185901PB /NA | INC0002401PB /EU	INC3135901PB /NA | INC0002101PB /NA	INC3134601PB /NA | INC0002001PB /EU
尺寸	8.5″ x 5.8″	5.8″ x 8.5″	4.8″ x 6″
材质：	PE/PA/无纺布	PE/PA/无纺布	PE/PA/无纺布
填充物：	硝酸钙铵	硝酸钙铵	硝酸钙铵

带绑带的即时冷敷包
- 具有Gentle Touch™的即时冷敷包的所有优点
  并增加了专利集成绑带的优势。
- 方便地集即时冷敷包、皮肤屏障和压缩带于一体，提供R.I.C.E.（休息、冰敷、加压、抬高）疗法的全部组成部分。

即时冷敷包Gentle Touch™
- 在室温下激活时，可提供约2°C/36°F的冷疗效果。
- 提供与经典款相同的优点，但采用Gentle Touch™材质，可直接接触皮肤安全使用。



即时冷敷包

安全包

我们的即时冷敷包专为急救包设计，是应急冷疗最可靠的选择。它有助于立即减轻肿胀，并在受伤后提供舒适感。它比冰块更方便，但效果同样好，这种便携式包装可在任何地方、任何时间使用。

GO THERAPY






货号:	INC0000501CB /NA | INC0001801CB /EU	INC0000601CB /NA | INC0001901CB /EU
尺寸:	4.8" x 6" (产品), 4" x 1.4" x 2.3" (包装盒)	5.8" x 8.5" (产品), 5" x 1.7" x 3.5" (包装盒)
材质:	PE/PA	PE/PA
填充物:	硝酸钙铵	硝酸钙铵

温度性能 – 快速缓解即时冷敷包

此图表显示了快速缓解即时冷敷包在一段时间内的平均保持温度，可达到约20分钟的最佳温度范围。





可重复填充冰袋

快速缓解疼痛、肿胀、瘀伤和肌肉痉挛

这些可重复填充的冰袋外层为无纺布，舒适且可减少冷凝。不含天然橡胶乳胶，对敏感用户安全。配有牢固的系带和易于使用的夹子封口，易于固定和重新填充。有多种尺寸和设计可供选择，以满足不同的患者需求。









货号:	IBC1000201PB	IBC1000301PB	IBC1000701PB	IBC1000501PB
尺寸:	7.8″ x 11.1″	5.2″ x 13.7″	4.6″ x 13.6″	5.2″ x 13.7″
材质:	PE/无纺布	PE/无纺布	PE/无纺布	PE/无纺布
填充物	带线形封口的冰袋，适用于眼部、耳部、鼻部、喉部 · 非常适合眼部或鼻部手术后恢复的患者。 · 柔性线形封口，舒适。 · 通用尺寸。	带夹子封口的冰袋 · 易于打开和关闭的可重复使用夹子封口。 · 通用尺寸。	带柔性线形封口的盆腔冰袋 · 轮廓设计，贴合度好。 · 柔性线形封口，舒适。 · 通用尺寸。	双面冰袋带夹子封口 · 双面设计，适用于颌面部和牙科手术的治疗。 · 易于打开和关闭的可重复使用夹子封口。 · 通用尺寸。










货号:	IBC1000801PB	IBC1000401PB	IBC1000601PB	IBC1000901PB
尺寸:	7.3″ x 15.9″	5.2″ x 13.7″	5.2″ x 13.7″	7″ x 16.5″
材质:	PE/无纺布	PE/无纺布	PE/无纺布	PE/无纺布
填充物	带夹子封口、4条系带的冰袋 · 四条14英寸（35.6厘米）的系带可将冰袋直接固定在患处。 · 易于打开和关闭的可重复使用夹子封口 · 有两种尺寸可供选择。		带夹子封口、魔术贴绑带的冰袋 · 两个魔术贴绑带可将所有冰袋直接固定在患处。 · 易于打开和关闭的可重复使用夹子封口。 · 有两种尺寸可供选择。	



即时热疗


我们的即时冷热包采用专利Insta-Gel技术填充，可立即提供舒缓的热量以促进治疗性愈合。激活后，液体会变成可塑形凝胶，可塑形以适应任何需要缓解的区域。我们的经典款可直接接触皮肤使用，而我们的Gentle Touch™款则采用柔软的无纺布材料，触感温和，无需毛巾即可在最需要的地方提供舒适的温暖。

热疗缓解:

- 关节酸痛僵硬：促进放松和血液循环
- 肌肉酸痛：通过提供温暖舒适来放松酸痛的肌肉
- 肌肉紧张和痉挛：增加受影响区域的血液流动

温度性能 - 快速缓解即时热敷包

该图显示了 Rapid Relief 即时热敷包在一段时间内的平均保持温度，在大约 23 分钟内达到最佳温度范围。





即时热敷包

经典 | 直接接触皮肤（Gentle Touch™）

特点
- 专利的Insta-Gel技术可从液体转变为可塑凝胶，能够贴合治疗区域。
- 由醋酸钠制成，旨在达到特定温度，从而可以控制和定制热量。







货号：	INH4406601PB	INH4406901PB	INH4404901PB
尺寸:	5.8" x 5.8"	6" x 8.5"	4" x 9.3"
材质：	PE/PA	PE/PA	PE/PA
填充物：	醋酸钠和水	醋酸钠和水	醋酸钠和水

即时热敷贴
- 激活后在室温下提供约 45°C/113°F 的热疗。







货号：	INH4485901PB	INH4435901PB	INH4434601PB
	5.8" x 8.5"	5.8" x 8.5"	4.8" x 6"
材质：	PE/PA/无纺布	PE/PA/无纺布	PE/PA/无纺布
填充物：	醋酸钠和水	醋酸钠和水	醋酸钠和水

带绑带的即时热敷贴
- 带绑带的暖包配有内置弹性带，可实现安全固定和可控的压力（无需绑带或夹子）。

即时热敷贴（**Gentle Touch™**）
- 激活后在室温下提供约 44°C/111°F 的温热疗法。
- Gentle Touch™ 材料，可安全地直接接触皮肤。



Easy Draw
即时/便携式热敷包

Easy Draw™ 即时热敷包可提供快速、可控的热量，方便携带，有助于进行采血和静脉输液操作。通过促进应用部位的血液循环和自然血管扩张，Easy Draw™ 有助于使静脉更明显、更容易穿刺——从而减轻患者不适并提高操作效率。Easy Draw™ 有折叠激活和圆盘激活两种形式，为临床和家庭护理环境提供可靠的解决方案。

特点：
- 使用折叠激活或圆盘激活技术提供快速、可控的温暖，可立即使用。

优点：
- 促进应用部位的血液循环
- 增强静脉的可见性和触感，有助于减少寻找难找静脉的时间。
- 促进毛细血管采血的血流。
- 提高操作效率，同时最大限度地减少患者不适和多次尝试。
- 实现更顺畅的采血，减轻压力，并支持更自信的临床工作流程。
- 方便、一次性使用、便于旅行。





货号	INH0001301PB（折叠激活）	INH0001201PB（圆盘激活）
尺寸	3.8″ x 5.5″	3.8″ x 5.5″
材质	PE/PA	PE/PA
填充物	醋酸钠和水	醋酸钠和水

更容易找到静脉识别

增强静脉的可见性和触感，适用于临床和家庭使用。

支持一针见血的成功

提高操作效率，同时最大限度地减少患者不适和多次尝试。

提升工作流程和患者体验

方便采血。
非常适合家庭使用套件。

热敷带

超薄、无味的空气激活发热贴，可提供长达8小时的持续低热，有助于缓解疼痛和舒缓肌肉酸痛。专为衣物内隐形穿着设计，这些无药物、含铁的贴片可均匀分布热量，并且尺寸、形状、颜色和应用方式均可定制，以适应特定的身体部位。





空气激活发热贴
长达8小时的热疗

特点
- 提供长达8小时的持久热疗。
- 定制以适应正在治疗的身体部位。
- 超薄，可在衣物内隐形穿着。

热疗 – 缓解持续性疼痛和僵硬
- 促进快速恢复：增加血液循环，帮助更快地治愈受损组织。
- 舒缓僵硬关节：提高灵活性，帮助改善活动能力。
- 缓解肌肉酸痛：增加肌肉舒适度，镇静酸痛。

GO THERAPY






货号：	HBH1500401HP	HBH1500601HP
尺寸:	3.8″ x 5.1″	3.8″ x 10.3″
材质：	PE/无纺布	PE/无纺布
填充物：	铁粉	铁粉

发热贴（小号）
- 小巧尺寸，非常适合针对小区域。
- 直接贴合皮肤，解放双手。

发热贴（大号）
- 尺寸是小号的两倍，可覆盖更大面积。
- 提供持久、均匀的热量分布，有效缓解更大面积的疼痛。
- 直接贴合皮肤，解放双手。





货号：	HBH1500201HP	95303
尺寸:	L/XL	3.5″ x 11.5″
材质：	PE/无纺布	PE/无纺布
填充物：	铁粉	铁粉

背部和臀部发热贴
- 大型人体工程学设计，覆盖腰部和臀部区域。
- 非常适合为慢性腰痛或臀部不适提供持续热疗。
- 一体式腰带设计，带魔术贴固定。

颈肩发热贴
- 弧形设计，舒适贴合颈部和肩部。
- 为这些常见问题区域提供靶向热疗，以舒缓肌肉紧张和僵硬。
- 直接贴合皮肤，解放双手。



空气激活发热贴
长达8小时的热疗



货号：	颈肩发热贴
尺寸:	11.5″ x 3.5″
材质：	PE/无纺布
填充物：	铁粉

颈肩发热贴
- 弧形设计，舒适贴合颈部和肩部。
- 为这些常见问题区域提供靶向热疗，以舒缓肌肉紧张和僵硬。
- 直接贴合皮肤，解放双手。

可预订



货号：	经期发热贴
尺寸:	6.8″ x 3.7″
材质：	PE/无纺布
填充物：	铁粉

经期疼痛缓解发热贴
- 空气激活发热，含铁粉，无需电池或电源。
- 持续热疗长达8小时。
- 针对经期疼痛和肌肉紧张的缓解。

可预订



货号：	经期心形
尺寸:	3.9″ x 5.1″
材质：	PE/无纺布
填充物：	铁粉

空气激活经期疼痛缓解发热贴：心形
- 空气激活发热，含铁粉，无需电池或电源。
- 持续热疗长达8小时。
- 针对经期疼痛和肌肉紧张的缓解。
- 贴在内裤上，解放双手，固定牢固。
- 超薄隐形，非常适合衣物内穿着。
- 非药物、无香料，适合敏感肌肤。

可预订

冰凉凝胶贴

我们的清凉凝胶贴片不含药物，可安全地与其他处方药一起使用。我们独特的持久清凉效果有助于缓解发烧、偏头痛和潮热。

选择适合您需求的尺寸和数量。





清凉凝胶贴片

直接贴肤，不含药物，缓解发烧或偏头痛

我们的清凉凝胶贴片可提供长达 8 小时的清凉舒缓，缓解发烧、偏头痛或潮热。也可将其贴在颈后、手腕或腋下，为身体降温。这些贴片可穿在衣服下，直接贴在皮肤上，牢固粘合，取下后不留任何粘腻、油腻的残留物。它们非常柔软、舒适且具有弹性。

特点

- 温度：在室温下使用时，可提供约 8 小时的清凉舒缓。
- 即用型。
- 直接贴肤使用。
- 撕开即贴。
- 无残留。


清凉疗法舒缓：


- 提供长达 8 小时的隐形清凉。
- 不含药物。
- 可安全地与药物一起使用。





货号：	96224 儿童装	GSC2000103HP 成人装 3
尺寸:	2″ x 4.3″	2″ x 5.1″
材质：	凝胶 + 无纺布	凝胶 + 无纺布
填充物：	水凝胶	水凝胶





含药止痛贴片

我们的含药贴片提供靶向渗透疗法，可放松肌肉并舒缓轻微损伤。它们便携、方便，即用型，具有冷敷和热敷效果。易于直接贴在皮肤上，采用撕开即贴设计，贴片牢固粘合，不留粘腻
或油腻的残留物，并且可以隐形地穿在衣服下。

水杨酸甲酯贴片可增加血流量，促进受损组织更快恢复。

薄荷醇贴片通过皮肤输送薄荷醇，提供局部缓解。

利多卡因贴片可在神经末梢阻断疼痛信号，实现有效的局部麻醉。





货号：	MPN2500006CB	MPN2500406CB
尺寸:	4″ x 5.5″	4″ x 5.5″
材质：	聚丙烯 / 无纺布水凝胶	聚丙烯 / 无纺布水凝胶
填充物：	水凝胶	水凝胶

4% 利多卡因含药贴片

- 通过麻痹神经，使其对疼痛不敏感，从而提供局部止痛。
- 活性药物成分：4% 利多卡因。

4% 利多卡因 + **1%** 薄荷醇含药贴片

- 通过麻痹神经，使其对疼痛不敏感，从而提供局部止痛。
- 增加清凉感。
- 活性药物成分：4% 利多卡因，1% 薄荷醇。

含药贴片

利多卡因、薄荷醇、水杨酸甲酯、足底筋膜炎






货号：	MPN2500808CB
尺寸	2.5" x 4"
材质：	聚丙烯/无纺布
填充物：	水凝胶

足底筋膜炎

- 通过麻痹神经，使其对疼痛不敏感，从而提供局部止痛。
- 活性药物成分：4%利多卡因和1%薄荷醇。



货号：	MPC2500605CB
尺寸	3.9" x 7.9"
材质：	聚丙烯/无纺布
填充物：	水凝胶

薄荷醇药膏贴**5%**

- 缓解肌肉/关节的酸痛（如关节炎、背痛和扭伤）。
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛。
- 活性药物成分：薄荷醇5%。



货号：	MPC2501306CB
尺寸	4" x 5.5"
材质：	聚丙烯 / 无纺布
填充物：	水凝胶

5% 薄荷醇含药贴片

- 缓解肌肉/关节的酸痛（如关节炎、背痛和扭伤）。
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛。
- 活性药物成分：薄荷醇5%。



货号：	MPH2502206CB
尺寸	4" x 5.5"
材质：	聚丙烯 / 无纺布
填充物：	水凝胶

10% 水杨酸甲酯含药贴片促进快速恢复：增加血流量，帮助更快治愈受损组织。

- 缓解关节僵硬：提高灵活性，帮助改善活动能力。
- 缓解肌肉酸痛：让肌肉感觉舒适，缓解酸痛。
- 活性药物成分：10%水杨酸甲酯。

可重复使用疗法

我们可重复使用的冷热疗法产品是市场上最值得信赖和最有效的。我们提供行业领先的设计选择——从经典的凝胶包到我们获得专利的直接
皮肤高级面料内衬，可防止泄漏并延长产品寿命。

冷疗

- 缓解酸痛和疼痛：减轻炎症和肌肉痉挛
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少该区域的血流量来帮助缓解疼痛
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛

热疗

- 促进快速恢复：增加血流量，帮助更快地治愈受损组织
- 舒缓僵硬的关节：改善灵活性并帮助提高活动能力
- 缓解肌肉酸痛：增加肌肉舒适度并镇定酸痛





可重复使用的冷热敷包

Contour-Gel | MAXFILL Contour-Gel

我们的可重复使用冷热敷包是每个药箱的必备品，为治疗运动损伤、头痛和一般酸痛提供经济实惠的解决方案。我们的 Contour-Gel 在冷冻时能贴合身体并保持柔韧，从而快速缓解炎症。为了增强舒适度，MAXFILL Contour-Gel 敷包添加了凝胶以增加重量，提供自然压缩和延长缓解时间。柔软、全彩印刷的材料确保了优质的手感，使其既有效又舒缓，同时在冷冻时仍保持柔韧性。

特点

- 存放在冰箱中时，可提供约 -2°C/28°F 的冷疗效果（冷冻时间不同，温度会略有升高或降低），微波加热后可达 43.5°C/110°F。
- 提供不同尺寸，可用于身体几乎任何部位，从头到脚。
- 冷热时均保持柔韧性。







货号：	RED1224601PB	RED1225901PB	RED1229001PB
尺寸：	4.8″ x 6″	6.3″ x 9″	9″ x 11″
材质：	PE/PA	PE/PA	PE/PA
填充物：	4 盎司	10 盎司	20 盎司







货号：	RED0040101PB	RED0040201PB
尺寸：	6.4″ x 5″	10.6″ x 6″
材质：	PE/PA	PE/PA
填充物：	5 盎司	12 盎司





货号：	RED0040301PB	RED0040401PB	RED0040701PB
尺寸：	8.5″ x 6.8″	11.6″ x 10.8″	4.5″ x 23″
材质：	PE/PA	PE/PA	PE/PA
填充物：	12 盎司	38 盎司	19 盎司



冷冻乙烯基粘土凝胶包

我们的冷冻乙烯基粘土凝胶包是医疗和物理治疗市场的必备品。一种用于冷敷以治疗目标疼痛区域的有效方法，乙烯基粘土凝胶包在冷冻时保持柔韧性，并易于包裹在正在治疗的身体部位上。易于使用，粘土凝胶在冰箱中冷藏，并可保持长达 30 分钟的最佳治疗温度。

特点

- 冷冻时保持柔韧性
- 重型耐用
- 采用无毒凝胶、天然粘土制成
- 多种形状和尺寸可供选择，可为正在治疗的身体患处提供最佳覆盖
- 用途广泛且柔韧，易于贴合身体，实现最佳冷却效果
- 粘土凝胶均匀分布冷疗效果，舒缓肌肉紧张，减轻炎症








货号：	REC0502501PB	REC0502601PB	REC0502701PB
尺寸：	7.5″ x 23″	6.5″ x 7″	7″ x 11.2″
材质：	PVC	PVC	PVC
填充物：	粘土基凝胶	粘土基凝胶	粘土基凝胶
	颈肩冷冻乙烯基粘土凝胶护套	四分之一尺寸冷冻乙烯基粘土凝胶护套	半尺寸冷冻乙烯基粘土凝胶护套







货号：	REC0502201PB	REC0502301PB	REC0502401PB
尺寸：	11″ x 14″	11″ x 21″	4″ x 12″
材质：	PVC	PVC	PVC
填充物：	粘土凝胶	粘土凝胶	粘土凝胶
	标准冷冻乙烯基粘土凝胶护套	超大号冷冻乙烯基粘土凝胶护套	纤巧型冷冻乙烯基粘土凝胶护套



湿热疗法垫

数十年来一直受到医疗专业人士的信赖，湿热垫可提供渗透性湿热，以缓解紧张和舒缓酸痛的肌肉，并缓解关节炎、背痛、肌肉拉伤等引起的疼痛。

特点

- 提供长达 30 分钟的深层舒缓湿热
- 不同颜色的标签，方便在繁忙的诊所轮换使用，并易于从加热装置中取出
- 全天然填充包，包裹在混纺棉布中
- 多种尺寸，可适应不同身体部位
- 提供深层渗透热量，以缓解疼痛和促进放松
- 舒缓热疗，以缓解紧张和僵硬





货号：	MHH4500001PB	MHH4500101PB
尺寸：	5.1″ x 11.8″	7.1″ x 23.6″
材质：	棉混纺	棉混纺
填充物：	硅胶粘土颗粒	硅胶粘土颗粒
	半尺寸水疗湿热包	颈部和肩部水疗湿热包







货号：	MHH4500201PB	MHH4500301PB	MHH4500401PB
尺寸：	9.8″ x 20.1″	9.8″ x 11.8″	15″ x 24″
材质：	棉混纺	棉混纺	棉混纺
填充物：	硅胶粘土颗粒	硅胶粘土颗粒	硅胶粘土颗粒
	膝部和肩部水疗湿热包	标准尺寸水疗湿热包	特大号水疗湿热包



妈妈与宝宝

即时冷敷会阴垫（直接接触皮肤）可快速提供冷疗，以缓解会阴区域的疼痛和减轻肿胀，提供最大的舒适度，同时最大限度地减少护理干预。我们优质会阴垫的沙漏形设计可贴合身体，同时提供增强的吸收性。

即时热敷会阴垫可在分娩前后提供舒适的温暖，以缓解会阴疼痛，促进组织放松，改善血液循环。它是坐浴的便捷替代品，效果相似。

我们的无毒、不含邻苯二甲酸盐、不含 BPA 且可重复使用的凝胶垫和敷料柔软、灵活且轮廓分明，可舒适地贴合
乳房。配有超柔软罩，可在文胸下隐形穿着。

我们获得专利的婴儿脚跟加热器在激活后可立即提供恒定的温度，并贴合婴儿的脚跟以增加血流量，从而为婴儿提供更舒适的体验，并由护理人员进行更准确的脚跟穿刺。

我们的床垫采用获得专利的 Insta-Gel 制成，可在医院内或医院之间运输时为婴儿带来温暖舒适，降低婴儿寒冷应激的风险。




即时会阴敷贴
直接接触皮肤

特点
- 超强吸收垫，前后区域长，提供额外覆盖，并带有粘性条，可牢固固定。
- FTP（折叠即弹）技术，易于激活
- 不含天然橡胶乳胶
- 直接接触皮肤

即时冷敷会阴垫可提供快速起效的冷疗，以缓解会阴区域的疼痛和减轻肿胀，同时最大限度地减少护理干预，是产后护理和输精管切除术后恢复的理想选择。







- 超宽轮廓形状
- 最佳吸收性
- 无需额外产科垫

货号：	PPC9164001PB /NA	PPC3500401PB /EU	PPC9166001PB /NA	PPC3500501PB /EU
尺寸：	4.6" x 13.8"		7.5" x 14.5"	
材质：	绒毛浆/无纺布		绒毛浆/无纺布	
填充物：	硝酸钙铵		硝酸钙铵	

即时冷敷会阴垫
- 在室温下激活时，可提供约 4.4° C/40° F 的冷疗。
- 缓解产后会阴区域的疼痛和炎症。
- 对输精管切除术后程序也有效。
- 优质会阴垫独特的沙漏形设计，旨在贴合身体的自然曲线，同时提供更强的吸收性。

即时温热会阴敷贴通过提供舒缓的温暖来减轻分娩前后的会阴疼痛，促进组织放松和改善循环。方便有效，是温水坐浴的绝佳替代品，也有助于缓解痛经。



货号：	PPH9464001PB
尺寸：	4.6" x 13.8"
材质：	绒毛浆/无纺布 乙酸钠和
填充物：	乙酸钠与水

即时温热会阴敷贴
- 激活时在室温下可提供约 45.6° C/114° F 的温热疗法。
- 舒缓会阴区域。
- 促进分娩前的放松和血液循环（通常使用 72 小时温热疗法）
- 缓解紧张：可用于舒缓痛经。

即时冷感
超薄加大垫
直接接触皮肤


专利申请中 19/106,516



我们的超薄即时冷感加大垫可提供与产后会阴疼痛快速缓解和防漏保护相同的效果。这款超薄加大垫以舒适为先，可直接接触皮肤使用。它采用超强吸收垫，比领先的全国品牌薄 26%，轻 30%。通过 FTP™ 技术轻松激活，并提供约 -7°C/20°F 至 8°C/47°F 的可控冷疗。

特点：
- 超薄。比领先的全国品牌薄 26%，轻 30%。
- 激活时在室温下可提供 -7° C/20° F 至 8° C/47° F 的冷疗。
- 直接接触皮肤。
- 超强吸收垫，带有粘性条，可牢固固定。
- FTP™（折叠即弹）技术，易于激活。
- 不含天然橡胶乳胶。

快速缓解：
- 产后会阴区域的疼痛和炎症。
- 对输精管切除术后程序也有效。





舒适至上 - 超薄
- 比领先品牌薄 26%，轻 30%。

货号：	PPC3500308CB 欧盟 | PPC3501008CB 北美
尺寸：	4.6" x 11.5"
材质：	绒毛浆/无纺布
填充物：	硝酸钙铵

即时冷感超薄会阴加大垫
- 吸收可靠，无额外体积。
- 舒缓的冷却中心条，增加与最需要部位的接触。
- 功能性、更纤薄的设计，提升舒适度。
- 紧凑设计，占用的货架空间更小。
- 减小的尺寸可节省大量的物流成本。



可重复使用的冷热敷凝胶乳房贴

我们的可重复使用冷凝胶乳房垫可缓解活检、乳房切除术或整形手术前后的不适。其纤薄的设计可实现隐形穿着，而冷凝胶可自然贴合患者的解剖结构。

我们的冷热凝胶乳房压缩垫通过冷疗或热疗提供快速缓解，有助于减轻肿胀，缓解母乳喂养或术后疼痛，并支持泌乳。

特点

- Contour-Gel技术使凝胶垫能够温和地贴合身体需要治疗的部位，并在冷冻时保持柔韧性
- 采用Gentle Touch™技术直接接触皮肤





货号：	FCC3000701PB	FCC3000601PB	FCD3000501PB
尺寸：	3″ x 3″	5.3" x 4.8"	7″ x 7″
	PE/PA/无纺布	PE/PA/无纺布	PE/PA/无纺布
填充物：	轮廓修饰凝胶	轮廓修饰凝胶	轮廓修饰凝胶

可重复使用的冷敷凝胶乳房贴

- 存放在冰箱中时，可提供约1°C/34°F的冷敷效果（根据冰箱冷冻时间，温度可能略有高低）
- 纤薄设计，可放入文胸内

冷敷疗法

- 缓解整容手术后的肿胀疼痛
- 有助于缓解乳房切除术后的疼痛和不适
- 最大限度地减轻活检后的肿胀和瘀伤

可重复使用的冷热敷凝胶乳房贴

- 微波加热时提供约42°C/108°F的热敷疗法，存放在冰箱中时提供约1°C/34°F的冷敷效果（根据冰箱冷冻时间，温度可能略有高低）。温度可根据用户偏好进行调节。

冷敷疗法

- 缓解胀奶引起的疼痛和肿胀
- 有助于缓解乳腺堵塞和乳腺炎疼痛

热敷疗法

- 缓解胀奶、乳腺堵塞、乳腺炎或促进泌乳
- 与吸奶器配合使用，促进泌乳并缩短吸奶时间



婴儿护理
脚跟加热器 | 转运床垫

我们的婴儿脚跟加热器采用专利Insta-Gel技术，可即时激活，为婴儿脚跟提供持续的温暖和贴合。直接接触皮肤的应用可改善血液循环，使静脉通路更容易，为婴儿在脚跟采血时创造更舒适的体验。

我们的凝胶式婴儿转运床垫在医院或E M S转运期间为婴儿提供温暖舒适。激活后，它能维持稳定的温度，降低寒冷应激的风险，而其Insta-Gel设计在最需要时提供安全和舒适。







货号：	IFW9423501PB（折叠激活）	IFW9424501PB（圆盘激活）	IFW9165001PB（圆盘激活）
尺寸：	3.8″ x 5.5″	3.8″ x 5.5″	9.7″ x 15.8″
材质：	PE/PA	PE/PA	PE/PA/无纺布 醋酸钠和水
填充物：	醋酸钠和水	醋酸钠和水	醋酸钠和水

婴儿脚跟加热器
- 在室温下激活时，可提供约39.5°C/103°F的热量
- 固定产品的粘性条
- 折叠即用技术，用户只需将其对折即可激活脚跟加热器
- 不含天然橡胶乳胶
- 专利配方可防止运输过程中预激活

婴儿脚跟加热器
- 在室温下激活时，可提供约39.5°C/103°F的热量
- 固定产品的粘性条
- 易于激活的圆盘
- 不含天然橡胶乳胶

婴儿转运床垫
- 在室温下激活时，可提供约39.5°C/103°F的热敷疗法，且不会超过40.5°C/104°F
- 一次性使用，可降低感染风险
- 便携式热源，无需电力
- 易于激活的圆盘
- 不含天然橡胶乳胶

RAPID RELIEF®
Stay in Motion

4120A Sladeview Crescent
Mississauga, ON Canada L5L
5Z3 www.rapidaid.com