RAPID RELIEF®
Stay in Motion

零售产品目录

从概念到交付的热冷疗法 - 品牌或自有品牌



CELEBRATING OVER 50 YEARS OF INNOVATION



Rapid Aid® 是一家私营公司，也是温度疗法领域的全球领导者，为医疗和零售市场提供广泛的品牌和自有品牌解决方案。

我们跨越多个类别和技术，开发创新的热冷疗法产品，旨在促进恢复、缓解压力和管理疼痛。我们拥有超过 500 个活跃 SKU，可以定制现有产品或将新概念推向市场。

凭借 50 多年的经验，我们管理从开发、法规到通过我们的全球工厂进行制造和分销的所有环节——确保全球范围内一致、可靠的供应。

立即联系我们进行咨询：info@rapidaid.com

即时冷疗 4
即时冷敷贴（Gentle Touch™） 5
即时冷敷贴（Gentle Touch™）及绑带 5
即时冷敷贴 24 片装展示盒 5

即时热疗 6
即时热敷贴及绑带 7
即时热敷贴 24 片装展示盒 7

可重复使用冷热凝胶敷贴 8
冷热凝胶敷贴 9
带绑带的冷热凝胶敷贴 9
冷热凝胶关节疼痛缓解护套 10
冷热凝胶颈肩护套 10
冷热凝胶拖鞋 10
带轮廓凝胶的冷热敷贴 11
粘土护套（带绑带）- S 和 L 码 11

可重复使用的冷热凝胶珠包 13
冷热凝胶珠眼罩 13
冷热凝胶珠包 13
冷热凝胶珠背部护套 13
冷热凝胶珠膝部护套 13

可重复使用的压缩套 14
冷热凝胶压缩套 14
冷热凝胶压缩偏头痛面罩 15
冷热凝胶压缩肩部护套 15
冷热凝胶压缩下颌眼部护套 15

冰袋 16
可重复使用的 11 英寸冰袋 17
可重复使用的 9 英寸凝胶珠冰袋 17
可重复使用的 9 英寸凝胶珠冰袋（带护套） 17

女性护理 18
空气激活月经疼痛缓解发热贴 19
带绑带的可重复使用经期疼痛缓解贴 19
即时冷敷贴 20
即时热敷贴 20
超薄冷敷贴 - 新款 21

发热贴 22
空气激活发热贴（背部和臀部） 22
空气激活发热贴（小面积） 23
空气激活发热贴（大面积） 23
空气激活发热贴（颈部和肩部） 24

冰凉凝胶贴 25
冰爽贴：儿童款 26
冰爽贴：成人款 26

药用止痛贴 27
4%利多卡因贴剂（仅限美国） 27
4%利多卡因加1%薄荷贴剂（仅限美国） 27
5%薄荷贴剂（仅限美国） 28
足底筋膜炎药用贴剂（仅限美国） 28
5%薄荷贴剂（仅限加拿大） 28
10%水杨酸甲酯（仅限加拿大） 28

温度疗法的未来在于让消费者和患者能够安全、有效地、隐蔽地在旅途中进行自我治疗，无需用手。只需在现有产品上寻找 Go-Therapy 标志。

GO THERAPY

RAPID AID Makes it Better!®


行业内最广泛的热疗或冷疗解决方案，可定制生产



全资拥有的ISO认证工厂位于

加拿大 | 美国 | 中国 | 越南

多工厂生产确保库存稳定供应



即时冷敷疗法

我们的即时冷敷包提供便捷的即时冷敷疗法，有助于立即减轻肿胀并在受伤后提供舒适感。我们的即时冷敷包便携易激活，无需冰块即可随时随地使用。经典款提供您所熟知的即时冷敷疗法。


我们的柔肤™款采用柔软的外层，可安全地直接接触皮肤使用，无需隔层，可在任何需要的地方提供同样有效的缓解。

冷敷疗法：
即时缓解疼痛

- 缓解酸痛：减轻炎症和肌肉痉挛
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少该区域的血流量来帮助缓解疼痛
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛

温度性能 - 快速缓解即时冷敷包

此图表显示了Rapid Relief即时冷敷包在一段时间内的平均保持温度，在大约20分钟内达到最佳温度范围。



即时冷敷包

经典 | 直接接触皮肤，带Gentle Touch™









货号：	INC0003402CB (2个装) EU | INC0000702CB (2个装)	INC0003508CB (8个装) EU | INC0000808CB (8个
尺寸	5.8" x 8.5"	5.8″ x 8.5″
材质：	PE/PA/无纺布	PE/PA/无纺布
填充物：	硝酸钙铵 | 北美/欧盟	硝酸钙铵 | 北美/欧盟

即时冷敷包，带**Gentle Touch™**

- 在室温下激活时，可提供约2°C/36°F的冷疗。
- 提供我们经典版本的所有益处，但采用Gentle Touch™材料，可直接安全地接触皮肤。
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少该区域的血流量来帮助缓解疼痛。
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛。










货号：	INC0003601CB (EU) | INC0000901CB (1个装)	INC5000924SD (EU) | INC5000424SD (24个装)
尺寸	8.5″ x 5.8″	5.8″ x 8.5″
材质：	PE/PA/无纺布	PE/PA
填充物：	硝酸钙铵 | 北美/欧盟	硝酸钙铵 | 北美/欧盟

即时冷敷包，带**Gentle Touch™**
及一体式绑带

- 我们即时冷敷包的所有益处带Gentle Touch™，并增加了专利一体式绑带的益处。
- 方便地集即时冷敷包、皮肤屏障和压力绷带于一体，提供R.I.C.E.（休息、冰敷、加压、抬高）疗法的全部组成部分。

即时冷敷包

- 在室温下激活时，可提供约1°C/34°F的冷疗。
- 缓解疼痛：减轻炎症和肌肉痉挛。
- 以24个单元的货架展示形式分发。



即时热疗


我们的即时冷热包，采用专利Insta-Gel技术填充，可立即提供舒缓的热量以促进治疗性愈合。激活后，液体会变成一种可塑形凝胶，能够贴合任何需要缓解的区域。我们的经典版本可直接接触皮肤使用，而我们的Gentle Touch™版本则采用柔软的无纺布材料，触感温和，无需毛巾即可在最需要的地方提供舒适的温暖。

热疗缓解：

- 关节酸痛僵硬：促进放松和血液循环
- 肌肉酸痛：通过提供温暖的舒适感来放松酸痛的肌肉
- 肌肉紧张和痉挛：增加流向患处的血液

温度性能 - Rapid Relief即时热敷包

此图表显示了Rapid Relief即时热敷包在一段时间内的平均保持温度，在大约23分钟内达到最佳温度范围。



即时热敷包

经典 | Gentle Touch™ 直触式皮肤

即时热敷包可立即提供舒缓的热量，以帮助促进所需区域的治疗性愈合。热敷包内含我们的Insta-Gel技术，激活后会立即从液体变成可塑形凝胶，使热敷包能够贴合治疗区域。我们的"挤压即弹"激活方式非常简单，只需挤压侧面的箭头即可弹出内部液体袋。

特点

- 专利Insta-Gel技术，从液体变成可塑形凝胶，贴合治疗区域
- 采用醋酸钠制成，旨在达到特定温度，以便控制和定制热量





货号：	INH0000401CB
尺寸	8.5" x 5.8"
材质：	PE/PA/无纺布 醋酸钠和
填充物：	

Gentle Touch™ 即时热敷
附带绑带

- 在室温下激活时，可提供约45°C/113°F的热疗。
- 采用Gentle Touch无纺布材料制成，可直接贴合皮肤。
- 带有内置弹性带，可实现安全固定和受控压缩（无需绷带或夹子）。





货号：	INH5000324SD
尺寸	6" x 8.5"
材质：	PE/PA
填充物：	醋酸钠和水

即时热敷

- 激活后，在室温下可提供约45°C/113°F的热疗。
- 以24个为单位的货架展示包装。

可重复使用冷热凝胶/粘土凝胶

我们的可重复使用冷热凝胶包可提供冷热疗法，有助于减轻肿胀并在受伤后提供舒适感。采用我们专利的三层优质面料制成，这款敷料外层柔软，内层坚韧，具有抗开裂内衬，可防止泄漏。填充有我们的Contour-Gel，它还能贴合身体，快速镇静炎症。

热疗缓解：

- 关节酸痛僵硬：促进放松和血液循环
- 肌肉酸痛：通过提供温暖舒适感来放松酸痛的肌肉
- 肌肉紧张和痉挛：增加受影响区域的血流量

冷疗缓解：

即时止痛

- 缓解酸痛：减轻炎症和肌肉痉挛
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少该区域的血流量来帮助缓解疼痛
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛



可重复使用冷热
凝胶敷料









货号：	RED1125101CB (小号)	RED1127001CB (大号)
尺寸	10.9" x 5"	11.9" x 7.8"
材质：	聚酯纤维面料	聚酯纤维面料
填充物：	凝胶	凝胶

可重复使用冷热凝胶敷料
- 非常适合用于颈部、手腕、膝盖或肘部等不同部位。
- Contour-Gel 贴合您的身体，提供均匀舒适的接触
- 直触式皮肤面料。
- 小巧且可重复使用，非常适合家庭使用。









货号：	RED0500301CB (小号)	RED0500401CB (大号)
尺寸	10” x 5.1”	11.9” x 7.8”
材质：	聚酯纤维面料	聚酯纤维面料
填充物：	凝胶	凝胶

带绑带的可重复使用冷热凝胶敷料
- 非常适合用于颈部、手腕、膝盖或肘部等不同部位。
- Contour-Gel 贴合您的身体，提供均匀舒适的接触。
- 直触式皮肤面料。
- 附带绑带可将敷料固定到位，以获得更有效的缓解。

可重复使用冷热凝胶绑带

提供冷热疗法，有助于减轻肿胀并缓解运动损伤后的不适。采用我们获得专利的三层高级面料制成，这款冷敷包外层柔软，内层坚韧，并配有抗开裂内衬，防止泄漏。填充了我们的 Contour-Gel，它还能贴合身体，舒缓炎症。





货号：	RED0500501CB
尺寸	8.8" x 6"
材质：	聚酯纤维面料 凝胶
填充物：	凝胶

可重复使用的冷热敷关节疼痛凝胶护套

- 多个身体部位：非常适合用于肩部、肘部、手腕、膝盖或脚踝等关节区域。
- 灵活舒适：冷热时保持灵活性，确保均匀覆盖和舒适。
- 直触式皮肤面料。
- 附带绑带：可将敷料固定到位，以获得更有效的缓解。





货号：	RED0500601CB
尺寸	16" x 13"
材质：	聚酯纤维面料
填充物：	凝胶

可重复使用的冷热敷颈肩凝胶护套

- 多个身体部位：非常适合用于颈部、肩部和上背部等肌肉区域。
- 灵活舒适：冷热时保持灵活性，确保均匀覆盖和舒适。
- 直触式皮肤面料。
- 附带绑带可将敷料固定到位。





货号：	RED1155002CB
尺寸	5.3" x 12"
材质：	聚酯纤维面料
填充物：	凝胶

可重复使用的冷热敷凝胶拖鞋

- Contour-Gel 内部贴合您的双脚，提供全面接触式舒缓。
- 冷冻或加热后均保持柔韧，带来持续舒适。
- 可重复使用且易于清洁，非常适合长期使用。
- 直接接触皮肤的面料。

可重复使用的冷热敷包和粘土护套

我们的可重复使用冷热敷包为运动损伤、头痛和日常酸痛提供经济实惠的解决方案。采用柔韧的 Contour-Gel 制成，即使冷冻时也能舒适地贴合身体，快速缓解炎症。可重复使用的冷热敷粘土护套采用全天然粘土、直接接触皮肤的面料和绑带，可提供舒缓疗法，缓解疼痛、减轻肿胀和缓解肌肉痉挛，绑带可提供温和的压力和牢固的贴合。





货号：	RED5000036SD (36个	RED5000124SD (24个
尺寸	4.8″ x 6″	6.3″ x 9"
材质：	PE/PA	PE/PA
填充物：	凝胶	凝胶

带 **Contour Gel** 的可重复使用冷热敷包

- 提供冷热疗法，有助于减轻肿胀并缓解运动损伤后的不适。
- 冷冻或加热后均保持柔韧。









货号：	RED0500101CB (小号)	RED0500201CB (大号)
尺寸	12″ x 7.5″	16″ x 9″
材质：	涤纶面料	涤纶面料
填充物：	粘土凝胶	粘土凝胶

带绑带的可重复使用冷热敷粘土护套：

- 全天然粘土提供舒适的冷热疗法。
- 非常适合用于颈部、手腕、膝盖或肘部等多个区域。
- 直接接触皮肤的面料。
- 绑带可将冷敷包固定到位，提供更有效的舒缓。



可重复使用的冷热敷凝胶珠

可重复使用的冷热敷凝胶珠包采用专利的增强舒适背衬，提供双重强度的舒缓感。加热或冷却后可立即使用，为日常理疗需求提供有效舒适的解决方案。面料和凝胶珠还可以定制任何颜色，以实现个性化。

热疗缓解：

- 关节僵硬酸痛：促进放松和血液循环
- 肌肉酸痛和疼痛：通过提供温暖的舒适感来放松酸痛的肌肉
- 肌肉紧张和痉挛：增加流向患处的血液

冷疗：

用于即时止痛

- 缓解酸痛和疼痛：减轻炎症和肌肉痉挛
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少流向该区域的血液来帮助缓解疼痛
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛

可重复使用的冷热凝胶珠包



双强度温度。珠面提供更冷的冷敷和更热的热敷温度，而专利增强舒适背部则提供温和的冷敷和温和的热敷，以及柔软舒适的触感，可延长使用时间。此设计可在微波加热或冷冻后立即安全使用。





货号：	RED0501501CB	RED0501901CB
尺寸	8.4" x 4"	7.6" x 4.5"
材质：	PVC/涤纶面料	PVC/涤纶面料
填充物：	凝胶珠	凝胶珠

可重复使用的冷热敷凝胶珠眼罩
- 冷敷疗法，舒缓缓解红眼病和眼部浮肿。
- 热敷疗法，舒缓缓解干眼症和麦粒肿。

可重复使用的冷热凝胶珠包
- 热敷疗法，缓解关节僵硬、肌肉酸痛、肌肉痉挛。
- 冷敷疗法，缓解扭伤和拉伤、撞伤和瘀伤以及肌肉痉挛。





货号：	RED0502101CB	RED0502001CB
尺寸	13.8" x 6.9"	14.8″ x 10″
材质：	PVC/涤纶面料	PVC/涤纶面料
填充物：	凝胶珠	凝胶珠

可重复使用的冷热敷凝胶珠背部护套
- 热疗适用于关节僵硬、肌肉酸痛、肌肉痉挛。
- 冷疗适用于扭伤和拉伤、撞伤和瘀伤以及肌肉痉挛。

可重复使用的冷热敷凝胶珠膝盖护套
- 热疗适用于关节僵硬、肌肉酸痛、肌肉痉挛。
- 冷疗适用于扭伤和拉伤、撞伤和瘀伤以及肌肉痉挛。



可重复使用的冷热压缩凝胶

提供靶向冷热疗法，以帮助缓解疼痛、减轻肿胀和缓解肌肉痉挛。采用先进的凝胶技术制成，提供 360 度覆盖，并可舒适地拉伸以适应目标身体部位。柔软、柔韧的凝胶可贴合身体，确保贴合舒适，并提供有效的基于压缩的缓解。

热敷疗法缓解：

- 关节酸痛僵硬：促进放松和血液循环
- 肌肉酸痛和疼痛：通过提供温暖舒适感来放松酸痛的肌肉
- 肌肉紧张和痉挛：增加受影响区域的血液流动

冷敷疗法缓解：

即时止痛

- 缓解酸痛和疼痛：减轻炎症和肌肉痉挛
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少该区域的血液流动来帮助缓解疼痛
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛

可重复使用的冷热压缩凝胶







货号：	RED0501001CB (S/M)	RED0500901CB (L/XL)
尺寸	6.7″ x 14.2″	6.1″ x 13″
材质：	氨纶	氨纶
填充物：	水凝胶	水凝胶

可重复使用的冷热凝胶压缩套袖
- 冷热时保持柔韧性。
- 可拉伸材料提供可定制的压缩，以实现靶向缓解。
- 套入式设计，易于使用。
- 360 度覆盖。

可重复使用的冷热凝胶压缩套袖
- 冷热时保持柔韧性。
- 可拉伸材料提供可定制的压缩，以实现靶向缓解。
- 套入式设计，易于使用。
- 360 度覆盖。







货号：	RED0500001CB	RED0500701CB	RED0500801CB
尺寸	均码	均码	均码
材质：	氨纶水	氨纶水	氨纶水
填充物：	水凝胶	水凝胶	水凝胶

可重复使用的冷热凝胶压缩偏头痛面罩
- 冷热时保持柔韧性。
- 套入式设计，易于使用。
- 360 度覆盖。
- 可拉伸材料提供可定制的压缩，以实现靶向缓解。

可重复使用的冷热凝胶压缩颌部和眼部护套
- 冷热时保持柔韧性。
- 可调节带。
- 360 度覆盖。
- 可拉伸材料提供可定制的压缩，以实现靶向缓解。

可重复使用的冷热凝胶压缩肩部护套
- 冷热时保持柔韧性。
- 可用于左肩或右肩。
- 套入式设计，易于使用。
- 360 度覆盖。
- 可拉伸材料提供可定制的压缩，以实现靶向缓解。

冰袋

冰袋是一种经典的家庭疗法，可用于治疗从头痛到足部疼痛的各种问题，我们通过在 9 英寸冰袋中预先填充可重复使用的凝胶珠，消除了使用凌乱冰块的不便，从而“做得更好”。柔软的凝胶珠消除了冰块的尖锐边缘，使冰袋更舒适，并且它们可以根据治疗区域进行塑形。
存放在冰箱中，随时
可用。

冷敷疗法缓解：
即时缓解疼痛


- 缓解酸痛和疼痛：减轻炎症和肌肉痉挛
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少血流量来帮助缓解疼痛

到该区域

- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛



冰袋








货号：	IBC9553001CB
尺寸	11英寸
材质：	PVC/涤纶面料
填充物：	无填充

可重复使用的**11**英寸冰袋
- 螺纹盖形成防水密封，防止泄漏。
- 外部柔软材质，内部橡胶防漏衬里。
- 11英寸大容量。
- 易于使用，方便。
- 超宽开口，方便填充。






货号：	IBC1000001CB
尺寸	9英寸
材质：	PVC/涤纶面料
填充物：	凝胶珠

可重复使用的**9**英寸凝胶珠冰袋
- 永久密封盖形成防水密封，防止泄漏。
- 外部柔软材质，内部橡胶防漏衬里。
- 易于使用，方便。
- 预填充凝胶珠，提供卓越的身体接触。





货号：	IBC1000101CB
尺寸	9英寸
材质：	PVC/涤纶面料
填充物：	凝胶珠

可重复使用的**9**英寸凝胶珠冰袋带绑带
- 永久密封盖形成防水密封，防止泄漏。
- 外部柔软材质，内部橡胶防漏衬里。
- 预填充凝胶珠，提供卓越的身体接触。
- 附带可拆卸绑带，将冰袋固定到位。
- 易于使用，方便。

女性护理

我们精心设计的女性护理系列产品，包括即时和可重复使用的舒缓用品，专为女性护理而设计。

热疗缓解：
- 关节酸痛僵硬：促进放松和血液循环
- 肌肉酸痛：通过提供温暖舒适来放松酸痛的肌肉
- 肌肉紧张和痉挛：增加流向患处的血液

冷疗：
- 即时缓解疼痛
- 缓解酸痛和疼痛：减轻炎症和肌肉痉挛
- 减轻肿胀和瘀伤：通过减少血流量来帮助缓解疼痛
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛



女性护理
经期疼痛缓解







货号：	FCH3000006CB
尺寸	3.9英寸 x 5.1英寸
材质：	无纺布铁粉
填充物：	铁屑

空气激活痛经热敷贴：心形
- 铁粉空气激活发热，无需电池或电力。
- 持续热疗长达8小时。
- 针对痛经和肌肉紧张的局部缓解。
- 可粘贴在内裤上，解放双手，安全使用。
- 超薄隐形，非常适合穿在衣服下面。
- 非药物，无香料，适合敏感肌肤。






货号：	FCH3000206CB
尺寸	5.1英寸 x 3.8英寸
材质：	无纺布铁粉
填充物：	铁屑

空气激活痛经热敷贴：贴片
- 铁粉空气激活发热，无需电池或电力。
- 持续热疗长达8小时。
- 针对痛经和肌肉紧张的局部缓解。
- 可直接贴在皮肤上，解放双手，安全使用。
- 超薄隐形，非常适合穿在衣服下面。
- 非药物，无香料，适合敏感肌肤。





货号：	FCH3000301CB
尺寸	11.9英寸 x 7.8英寸
材质：	涤纶面料凝胶
填充物：	铁屑

可重复使用的热敷经期疼痛缓解贴带
- 多部位适用：非常适合腹部、下背部和其他需要缓解疼痛的区域。
- 持久发热：微波后可提供约43.5°C（110°F）的热量，提供有效且持续的温暖。
- 凝胶技术：压缩袋内的凝胶可舒适地贴合身体曲线，实现均匀的热量分布。
- 抗裂内衬：防止泄漏，确保持久可靠的使用。
- 固定带：将背包固定到位。



女性护理
经期疼痛缓解

即时冷敷会阴贴可提供快速起效的冷疗，以缓解会阴区域的疼痛并减轻肿胀，所需护理干预极少，是产后护理和输精管切除术后恢复的理想选择。

即时热敷会阴贴可在分娩前后提供舒缓的温暖，以减轻会阴疼痛，促进组织放松和改善血液循环。方便有效，是温水坐浴的绝佳替代品，也有助于缓解经期痉挛。

特点
- 超强吸收垫，前后区域长，提供额外覆盖，并带有粘合条，可牢固固定。
- FTP（折叠即用）技术，易于激活。
- 不含天然橡胶乳胶。
- 直接接触皮肤。





货号：	PPC3500908CB (8片装) EU | PPC3500608CB (8片	PPH3500104CB (4片
尺寸：	13.75" x 4.65"	13.75" x 4.65"
材质：	无纺布/绒毛浆/聚乙烯	无纺布/绒毛浆/聚乙烯
填充物：	硝酸钙铵 | 北美/欧盟	醋酸钠和水

即时冷敷会阴贴
- 在室温下激活时，可提供约 4.4°C/40°F 的冷疗。
- 缓解分娩后会阴区域的疼痛和炎症。
- 对输精管切除术后也有效果。

即时热敷会阴贴
- 在室温下激活时，可提供约 45.6°C/114°F 的热疗。
- 舒缓会阴区域。
- 促进分娩前放松和血液循环（通常使用热疗 72 小时）。

即时冷敷
超薄加大垫
直接接触皮肤


专利申请中 19/106,516



我们的超薄即时冷敷加大垫提供与分娩后会阴疼痛快速缓解和防漏保护相同的效果。这款超薄加大垫专为舒适而设计，可直接接触皮肤。它具有超强吸收垫，比领先的国家品牌薄 26%，轻 30%。通过 FTP™ 技术轻松激活，并可控制冷疗，温度约为 -7°C/20°F 至 8°C/47°F。不含乳胶，并提供双语柔性外包装。

特点：
- 超薄。比领先的国家品牌薄 26%，轻 30%。
- 在室温下激活时，可提供 -7° C/20° F 至 8° C/47° F 的冷疗。
- 直接接触皮肤。
- 超强吸收垫，带有粘合条，可牢固固定。
- FTP™（折叠即用）技术，易于激活。
- 不含天然橡胶乳胶。

快速缓解：
- 分娩后会阴区域的疼痛和炎症。
- 对输精管切除术后也有效果。





舒适至上 - 超薄
- 比领先品牌薄 26%，轻 30%。

货号：	PPC3500308CB EU | PPC3501008CB NA
尺寸：	4.6" x 11.5"
材质：	绒毛浆/无纺布
填充物：	硝酸钙铵 | 北美/欧盟

即时冷敷超薄会阴加大垫
- 吸收可靠，无额外厚重感。
- 舒缓的冷却中心条，增加必要部位的接触。
- 功能性、更纤薄的设计，增强舒适度。
- 紧凑设计，占用的货架空间更小。
- 减小尺寸可显著节省物流成本。

发热贴

超薄无味的空气激活发热贴可提供长达8小时的持续低强度热量，有助于缓解疼痛和舒缓肌肉酸痛。这些非药物性的含铁贴片专为衣物下隐形穿着而设计，可均匀分布热量，并可根据尺寸、形状、颜色和应用方式进行定制，以适应特定的身体部位。


热疗 – 缓解持续性疼痛和僵硬

- 促进快速恢复：增加血液循环，帮助更快治愈受损组织
- 舒缓僵硬关节：提高灵活性，帮助改善活动能力
- 缓解肌肉酸痛：增加肌肉舒适度，镇定酸痛



这款空气激活发热贴专为腰背部和臀部设计，可提供长达8小时的稳定低强度热量，有助于缓解肌肉酸痛和关节僵硬。含铁的贴片能均匀分布热量，舒缓疼痛，提高日常活动的舒适度。

这款发热贴超薄无味，可牢固地贴合皮肤，并可在衣物下隐形穿着。其灵活的设计可舒适贴合身体，提供可靠的随身舒缓。





物品:	HBH1500303CB (3片
尺寸	L/XL
材质:	无纺布 铁屑
填充物:	铁屑

腰背臀部空气激活发热贴 **3**片装

- 提供长达8小时的持久热疗。
- 可根据需要治疗的身体部位进行定制。
- 超薄设计，可在衣物下隐形穿着。
- 一体式腰带设计，带魔术贴固定。
- 宽大的人体工程学设计，覆盖腰背部和臀部区域，实现最大程度的舒缓。

空气激活发热贴
多用途，小区域和大区域及颈部和肩部

这款小巧的发热贴可为难以治疗的小区域提供定向的空气激活热量，以帮助缓解肌肉和关节疼痛。它可提供长达8小时的持续温暖，无需药物即可帮助放松酸痛的肌肉并减轻僵硬。这款超薄无味的贴片专为直接贴肤设计，可在衣物下隐形、免提佩戴。灵活的贴片可均匀分布热量，并可根据特定区域进行定制，以实现针对性舒缓。





物品编号:	HBH1500504CB (4片	HBH1500704CB (4片
尺寸	3.8″ x 5.1″	3.8″ x 10.3″
材质：	无纺布 铁屑	无纺布 铁屑
填充物：	铁屑	铁屑

小区域空气激活发热贴 **4**片装
- 小巧尺寸，非常适合针对小区域。
- 超薄设计，可在衣物下隐形穿着。
- 提供持久均匀的热量分布，在较小的表面区域内有效缓解疼痛。
- 可根据需要治疗的身体部位进行定制。
- 直接贴肤，免提佩戴。

大区域空气激活发热贴 **4**片装
- 尺寸是小型款的两倍，可覆盖更大区域。
- 超薄设计，可在衣物下隐形穿着。
- 提供持久均匀的热量分布，在更广泛的表面区域内有效缓解疼痛。
- 直接贴肤，免提佩戴。





物品编号:	HBH1500004CB (4片	HBH1500112CB (12片
尺寸	3.5″ x 11.5″	3.5″ x 11.5″
材质：	无纺布 铁屑	无纺布 铁屑
填充物：	铁屑	铁屑

空气激活发热贴 **4**片装和**12**片装
- 提供长达8小时的持久热疗。
- 可根据需要治疗的身体部位进行定制。
- 超薄设计，可在衣物下隐形穿着。
- 直接贴肤，免提佩戴。

这款可穿戴发热贴可提供长达8小时的空气激活治疗性温暖，有助于缓解颈部、肩部和上背部的肌肉紧张、僵硬和关节不适——促进血液循环和放松，无需药物。

冷却凝胶贴片

我们的冷却凝胶贴片不含药物，可安全地与其他处方药一起使用。我们独特的长效冷却效果组合有助于缓解发烧、偏头痛和潮热。

选择适合您需求的尺寸和数量。






我们的冷却凝胶贴片可提供长达8小时的退烧、缓解偏头痛或潮热的清凉感。将其贴在颈后、手腕或腋下也有助于身体降温。这些贴片可穿在衣服下，直接贴在皮肤上，牢固粘贴，取下后不留粘腻或油腻的残留物。它们非常柔软、舒适且富有弹性。

冷却凝胶贴片

直接贴肤，非药物退烧或缓解偏头痛













货号：	GSC2000006CB 儿童装（6片）	GSC2000412CB 儿童装（12片）
尺寸	2″ x 4.3″	2″ x 4.3″
材质：	聚丙烯 / 无纺布	聚丙烯 / 无纺布
填充物：	水凝胶	水凝胶

特点

- 温度：在室温下使用时，可提供约8小时的清凉感。
- 即用型。
- 直接贴肤。
- 撕开即贴。
- 无粘腻残留。

冷疗缓解：

- 将热量从皮肤带走，提供舒缓的清凉感，缓解发烧、头痛和过热。
- 非药物。
- 可与药物一起安全使用。










货号：	GSC2000206CB 成人装（6片）	GSC2000312CB 成人装（12片）
尺寸	2″ x 5.1″	2″ x 5.1″
材质：	聚丙烯 / 无纺布	聚丙烯 / 无纺布
填充物：	水凝胶	水凝胶



药物止痛贴片

我们的药物贴片提供靶向、渗透性疗法，以放松肌肉和舒缓轻微损伤。它们便携、方便，并可即时使用，具有冷敷和热敷效果。采用撕开即贴设计，易于直接贴在皮肤上，贴片牢固粘贴，不会留下粘腻或油腻的残留物，并且可以贴在衣服下隐蔽穿着。

水杨酸甲酯贴片可增加血液流动，促进受损组织更快恢复。

薄荷醇贴片通过皮肤输送薄荷醇，提供局部缓解。

利多卡因贴片可在神经末梢阻断疼痛信号，实现有效的局部麻醉。









货号：	MPN2500006CB	MPN2500406CB
尺寸	4″ x 5.5″	4″ x 5.5″
尺填充物：	聚丙烯 / 无纺布 水凝	聚丙烯 / 无纺布 水凝
填充物：	水凝胶	水凝胶

4% 利多卡因药物贴片

- 通过麻痹神经提供局部止痛，使其对疼痛不敏感。
- 活性药物成分：4% 利多卡因。

4% 利多卡因 **+ 1%** 薄荷醇药物贴片

- 通过麻痹神经提供局部止痛，使其对疼痛不敏感。
- 增加清凉感。
- 活性药物成分：4% 利多卡因，1% 薄荷醇。

药物贴片

利多卡因、薄荷醇、足底筋膜炎、水杨酸甲酯



GO THERAPY









货号：	MPN2500808CB	MPC2500605CB
尺寸	2.5" x 4"	3.9" x 7.9"
材质：	聚丙烯/无纺布	聚丙烯/无纺布
填充物：	水凝胶	水凝胶

足底筋膜炎
- 通过麻痹神经提供局部止痛，使其对疼痛不敏感。
- 活性药物成分：4% 利多卡因和 1% 薄荷醇。

5% 薄荷醇药用贴片
- 缓解肌肉/关节的酸痛（如关节炎、背痛和扭伤）。
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛。
- 活性药物成分 5% 薄荷醇。









货号：	MPC2502006CB	MPD2500206CB
尺寸	4" x 5.5"	4" x 5.5"
材质：	聚丙烯 / 无纺布	聚丙烯 / 无纺布
填充物：	水凝胶	水凝胶

5% 薄荷醇药用贴片
- 缓解肌肉/关节的酸痛（如关节炎、背痛和扭伤）。
- 麻痹疼痛区域：有效减轻疼痛。
- 活性药物成分：5% 薄荷醇。

10% 水杨酸甲酯药物贴片
- 促进快速恢复：增加血流量，帮助更快地治愈受损组织。
- 舒缓僵硬的关节：提高灵活性，帮助改善活动能力。
- 缓解肌肉酸痛：让肌肉感觉舒适，镇静酸痛。
- 活性药物成分：10% 水杨酸甲酯。

RAPID RELIEF®
Stay in Motion

4120A Sladeview Crescent
Mississauga, ON Canada L5L
5Z3 www.rapidaid.com